

CAP. FARM 60



Scheda Tecnica

CAPPA ASPIRANTE FILTRATA AD USO FARMACEUTICO

- Cupola costruita in ABS (copolimero di ACRILONITRILE-BUTADIENE-STIRENE) estruso. Si tratta di materiale dalle buone proprietà fisiche e di elevata rigidità; colore giallo.
- Protezioni laterali in PLEXIGLASS trasparente e profili in ALLUMINIO estruso di colore giallo a riprendere la cupola della cappa.
- CAP.FARM. è indicata, in particolare, ad evitare contaminazioni particellari durante l'allestimento, in farmacia, di preparazioni passibili di produrre polveri.
- Tipologia filtro: **filtro assoluto** H14, in grado di fermare fino a 99,999% 0,5 micron. Filtro di facile rimozione per la sostituzione. (**cella di ricambio F008**)
- Aspiratore 34/49 Watt portata d'aria: 332 mc/h o motore potenziato 70Watt portata d'aria: 800 mc/h
- Pulsante di accensione e spegnimento ON/OFF
- Tensione alimentazione 220/230v ~ 50/60Hz.
- Dimensioni ingombro : mm 600 x 550 x 870 h
- Dimensioni accesso : mm. 360 x 530 h
- Peso : 24 Kg