

# CAP. FARM 60/B



## CAP. FARM 60 BRACCIO

Scheda Tecnica

### CAPPA ASPIRANTE FILTRATA CON BRACCIO

- Cupola costruita in ABS (copolimero di ACRILONITRILE-BUTADIENE-STIRENE) estruso. Si tratta di materiale dalle buone proprietà fisiche e di elevata rigidità; colore giallo
- Dotata di braccetto mobile a parete che rende possibile lo spostamento della cappa in più direzioni, permettendo così di posizionarla sopra al banco di lavoro al momento utilizzato. Il braccio a parete va fissato ad una parte portante.
- Estensione braccio: min mm. 900 – max mm 1900
- Rotazione braccio: 180°. Rotazione cappa su se stessa su perno cilindrico.
- Escursione alto-basso: mm. 450
- Pulsante di accensione e spegnimento ON/OFF
- Aspiratore 34/49 Watt portata d'aria: 332 mc/h o motore potenziato 70Watt portata d'aria: 800 mc/h
- Tensione alimentazione 220/230v ~ 50/60Hz.

