



Serie SBF

- Funzione Eco Friendly, il compressore di raffreddamento entra in funzione solo se necessario
- Spegnimento automatico del compressore oltre i 37,0°C
- Predisposizione per il controllo esterno della temperatura.
- Predisposizione per agitazione nella vasca e circolazione esterna in contemporanea
- Comodo rubinetto per l'apertura e la chiusura della circolazione esterna
- Timer digitale da 0 a 99:59 ed infinito
- Il tempo inizia a trascorrere quando lo strumento raggiunge la temperatura di impostata
- Sistema di sicurezza per mancanza di liquido all'interno della vasca
- Facile accesso per mantenere sempre pulito ed efficiente lo strumento

ACCESSORI

Dati tecnici		SBF 7			SBF 15		
Capacità	lt	7			15		
Rubinetto vasca		no			no		
Timer digitale	hh:mm	∞ o 99:59			∞ o 99:59		
Temperatura di lavoro	°C	da -30 a +80			da -30 a +80		
Precisione in vasca	°C	±0,2			±0,2		
Classe di sicurezza	DIN12879	2			2		
Potenza riscaldante	W	1300			1300		
Potenza refrigeratore	°C	-25	0	25	-25	0	25
	W	210	170	260	520	600	850
Soluzione refrigerante		R134a			R134a		
Tipo pompa		premente			premente		
Portata	lt/min	4			4		
Prevalenza	mt	2,5			2,5		
Dimensioni sul fondo LxPxH	mm	100x250x200			250x290x200		
Dimensioni utili in vasca LxPxH	mm	100x150x200			250x190x200		
Dimensioni esterne	mm	300x440x650			440x475x650		
Alimentazione	V/Hz	220-240/50-60			220-240/50-60		
Peso	kg	31			41		
Codice		612.1050.07			612.1050.15		

Rotelle

Codice

612.1050.31

Tubo per circolazione esterna 1,5 m

Codice

612.1050.33

Liquido per criostato -30+80°C

Codice

612.1050.35