

THERMOSTAT

-10+50°C / 0,1°C

SILENZIOSO



- 1. Termoregolazione elettronica proporzionale derivativo da -10 a +50°C con precisione 0,1°C**
- 2. Facile impostazione della temperatura**
- 3. Spazio utile della VASCA INOX cm 30x35x19 (9 bottiglie)**
- 4. Serpentina di raffreddamento INOX.**

5. Alimentazione 230V 1600W.

6. Dimensioni: (L X P X A) cm 32 x 58 x 83

7. Peso: 39Kg

Ruote piroettanti di serie.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

A richiesta: pompa per circolazione esterna del liquido per lo svuotamento della vasca.





**GRANDE SPAZIO
UTILE NELLA VASCA
CIRCA 9 BOTTIGLIE**

Le caratteristiche della presente illustrazione NON sono impegnative e possono variare senza preavviso. Tutti i nostri strumenti sono conformi alla direttiva 2004/108 sulla compatibilità elettromagnetica.