

VAPORIZZATORE DI ACETONE Modello AS 5503

Indicato per il rapido montaggio permanente dei filtri a membrana e per il campionamento di fibre di amianto.

Facilità d'uso: infatti sono necessari circa 2 minuti e solamente 0,3 ml. di acetone per montare ogni filtro.

Struttura in materiale plastico antiacido.

Dimensioni: mm. 180x100x180 h.

Peso: 1 Kg.

Potenza: 200 Watt

Alimentazione: 240V - 50/60Hz.

Lo strumento viene fornito di siringa, cavo di alimentazione e manuale d'uso.

Costruito secondo le norme vigenti.

Marcatura "CE"



Zetalab

Distribuito da:

Zetalab s.r.l.

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova

Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143

Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it