



BAGNOMARIA **ARGO LAB**



Caratteristiche tecniche	WB 12	WB 22 con pompa	WB 22 senza pompa
Volume utile (litri)	12	22	22
Temperatura Max (°C)	100 °C	85 °C	100 °C
Stabilità della temperatura a 37 °C (\pm °C)	0,1	0,1	0,1
Omogeneità della temperatura a 37 °C (\pm °C)	0,2	0,2	0,5
Protezione contro sovratemperature	Sì	Sì	Sì
Pompa di ricircolo	No	Sì	No
Dimensioni piatto fondo l x p (mm)	390 x 220	490 x 290	490 x 290
Altezza utile minima a coperchio chiuso (mm)	150	150	150
Peso (kg)	12	19	18
Classe di sicurezza (secondo norma DIN12880)	2	2	2
Alimentazione/frequenza (Volt/Hz)	230/50	230/50	230/50
Potenza (Watt)	900	1100	1100
Codice (completo di coperchio e piatto fondo)	41101602	41101612	41101712