


## Schema capacità moduli accessori per ogni bagnomaria

WB40



**Totale 18 moduli**

| Caratteristiche tecniche   | WB 40                  |
|--|------------------------|
| Volume utile (litri)   | 40                     |
| Temperatura Max (°C)   | 80 °C                  |
| Stabilità della temperatura a 37 °C (± °C)                       | 0,1                    |
| Accuratezza della temperatura a 37 °C (± °C)                     | 0,2                    |
| Protezione contro sovratemperature                               | Sì                     |
| Pompa di ricircolo   | Sì                     |
| Tipo di acciaio del bagno  | DIN 1.4301             |
| Dimensioni piatto fondo <b>w x d</b> (mm)                        | 577 x 470              |
| Altezza utile Max a coperchio chiuso (mm)                        | 305                    |
| Altezza utile Min a coperchio chiuso <b>h</b> (mm)               | 165                    |
| Dimensioni esterne con coperchio <b>W x D x H</b> (mm)           | 905 x 560 x 419        |
| Peso (kg)  | 22                     |
| Classe di sicurezza  | 2 DIN 12880            |
| Alimentazione/frequenza (Volt/Hz)                                | 230/50                 |
| Potenza (Watt)   | 2200                   |
| Contenitore esterno  | Verniciatura a polvere |
| <b>Codice</b> (fornito con coperchio e piatto fondo, senza rack) | <b>41001622</b>        |

| Accessori |   |        |
|-----------|---|--------|
| Codice    | Descrizione                               | Moduli |
| 41001802  | Rack 1 per tubi Ø13mm / 20 posti          | 1      |
| 41001812  | Rack 2 per tubi Ø18mm / 20 posti          | 1      |
| 41001822  | Rack 3 per tubi Ø31mm / 5 posti           | 1      |
| 41001862  | Rack 4 per tubi Ø56mm / 8 posti (biberon) | 3      |
| 41001882  | Rack 5 per sacche sangue / 5 posti        | 3      |
| 41001832  | Rack per tubi Ø (a richiesta)             | -      |

