

Bagni ad acqua



Serie WB-MF

Bagno termostatico con scuotimento

Bagno termostatico WB-MF con scuotimento tipo Dubnoff vasca costruita interamente in lamiera d'acciaio completa di rubinetto di scarico.

Termoregolatore con preselezione elettronica digitale della temperatura tramite un microprocessore PID, sonda PT 100. Comando per lo scuotimento regolato con una manopola a rotazione con scala LED lineare.

Dati tecnici

WB-MF

Capacità	lt	20
Ampiezza oscillazione	mm	15
Classe di protezione	IP	42
Classe di sicurezza	DIN 12879	1
Frequenza oscillazione	Rpm	0-200
Potenza riscaldante	W	2100
Precisione	°C	±0.5
Temperatura	amb.	da +5 a +100
Dimensioni esterne LxPxH	mm	670x400x290
Dimensioni interne LxPxH	mm	440x240x200
Alimentazione	V/Hz	230/50-60
Peso	kg	16
Codice		610.1007.74

N.B.

il bagno viene fornito senza coperchio, piastra di supporto e molle per il fissaggio

ACCESSORI



Coperchio a cupola in policarbonato con cerniera

Codice

610.1007.76



Piastra di supporto senza molle per le beute e palloni

Capacità LxP 365 x 235 mm

ml	n. pezzi supporti max per piastre
25 e 50	24-20
100	15
250	12
500	6
1000	4
2000	2

Codice 610.1007.83



Contenitore a molle universale LxP 325x235x60 mm

Codice

610.1007.81



Molle di fissaggio di palloni e beute

Capacità Codice

ml 25	603.0131.03
ml 50	603.0131.05
ml 100	603.0131.10
ml 250	603.0131.25
ml 500/1000	603.0131.50
ml 2000	603.0131.70