

Bagni ad acqua multipli



WB-S



WB-U

Serie WB-S/WB-U

Bagni termostatici FALC per estrattori, con vasca unica per i modelli WB-U, con vasche separate ed isolate singolarmente per i modelli WB-S.


Tutti i bagni sono dotati di un termoregolatore bimetallico graduato con scala in °C e relativa sonda per ogni singola vasca.

Apertura massima vasca 105 mm.

I bagni sono forniti completi di aste ed il modello WB-U anche di termometro e rubinetto di scarico.

Dati tecnici		WB-S2	WB-S4	WB-S6	WB-U2	WB-U4	WB-U6
Capacità	lt	1,8	1,8	1,8	4	8	12
Classe di protezione	IP	43	43	43	43	43	43
Classe di sicurezza		0	0	0	0	0	0
Potenza riscaldante	W	800	1600	2400	700	1400	2100
Precisione	°C	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5
Temperatura	amb.	da +5 a +120	da +5 a +120	da +5 a +120	da +5 a +120	da +5 a +120	da +5 a +120
Vasche		2	4	6	2	4	6
Dimensioni esterne LxPxH	mm	385x280x190	750x280x190	1100x280x190	455x300x200	775x300x200	1110x300x200
Dimensioni interne LxPxH	mm	140x125	140x125	140x125	335x135x100	650x135x100	980x135x100
Alimentazione	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Peso	kg	6	10	16,4	7	11,2	15
Codice		610.1022.02	610.1022.04	610.1022.06	610.1012.02	610.1012.04	610.1012.06

ACCESSORI



Pinze con morsetto per vetreria

Codice


180.4304.39



Asta filettata in acciaio 10x500 mm

Codice

263.7120.05



Termometro per modelli WB-U

Codice

610.1007.68