

## Serie ZETALINE STEREO EDU

Modello: **ZL-GAC-2B1**



### Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	<b>20X / 40x incr.</b>
Oculare:	<b>WF10x/18mm</b>
Obiettivi:	<b>A scatto 2x / 4x</b>
Testata:	<b>Binoculare</b>
Illuminazione:	<b>Al tungsteno</b>

### Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a scatto selezionabile mediante il corpo obiettivo 20x/40x.
- Testata binoculare inclinata a 45° fissa. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (48-75mm) e differenza diottrica ( $\pm 5$ mm) sul porta oculare sinistro.
- Oculari WF10/18mm con paraocchi.
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Illuminazione riflessa/trasmessa dotate di lampadine al tungsteno 12V10W.
- Stativo completamente realizzato in acciaio.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.

**Zetalab**

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).  
tive europee 89/336/ECC (Marchio di conform

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143  
Internet: [www.zetalab.it](http://www.zetalab.it) - e-mail: [info@zetalab.it](mailto:info@zetalab.it)

