

Serie ZETALINE STEREO EDU

Modello: **ZL-GAC-4**



Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	10X / 40x incr.
Oculare:	WF10x/20mm
Obiettivi:	ZOOM Da 1x....a 4x
Testata:	Binoculare
Illuminazione:	Alogena

Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 1x/4x (incrementabili)
- Testata binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (51-75mm) e differenza diottrica (± 5 mm).
- Oculari WF10/20mm con paraocchi.
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Illuminazione riflessa/trasmessa dotate di lampade alogene 12V10W regolabili in intensità luminosa. L'illuminatore per luce riflessa è orientabile. (gli illuminatori sono dotati di filtro BLU).
- Stativo completamente realizzato in acciaio.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

