

Serie ZETALINE STEREO SPECIAL

Modello: **ZL-SP50T**



Specifiche tecniche:

Ingrandimenti:	0.8X / 5x incr.
Oculari:	EW 10x/22mm
Obiettivo:	Zoom
Testata:	Trinoculare
Illuminazione:	LED

Caratteristiche Tecniche

- Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti 8x/50x. (incrementabili)
- Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (52-75mm). Per applicazioni foto/video.
- Oculari EW 10/22mm con paraocchi e regolazione diottrica su entrambi gli oculari (± 5 mm).
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
- Distanza di lavoro WD (Working Distance): 115mm.
- Zoom ratio 6.3:1.
- Illuminazione per luce riflessa/trasmessa a LED con regolazione dell'intensità luminosa mediante i due comandi posti alla base dello stativo.
- Illuminatore per luce riflessa orientabile.
- Stativo completamente realizzato in acciaio.
- Pinzette ferma campioni.
- Disco base in vetro e uno bianco/nero.
- Altezza della colonna 300mm.
- Peso: 6.5 Kg.
- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.



Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

