

Polarimetro da Laboratorio

Modello: **ZPL-1**



Polarimetro da Laboratorio circolare con sorgente luminosa monocromatica con lampada al Sodio.

Caratteristiche Tecniche

- Range di misura: +/- 180°
- Divisione: 1°
- Precisione: 0.05°
- Fattore d'ingrandimento: 4x
- Tubi Polarimetrici: (in dotazione) N°1 Lunghezza 100mm / N°1 Lunghezza200mm
- Illuminazione: Dotato di lampada al Sodio (5893 A °)
- Alimentazione: 220V 50-60Hz
- Peso: 5Kg
- Dimensioni: 540x220x380mm
- Copertina antipolvere
- Manuale d'istruzioni in italiano

Il polarimetro è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).



Distribuito da:

Zetalab s.r.l. - Via Castelfidardo, 11
35141 Padova
Tel. 049/2021144 - Fax 049/2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it